

## Defib Cab Communicator Outdoor Schutzschrank



### Defib Cab Communicator Outdoor Schutzschrank Typ MKA-3020

Dieser Schutzschrank wurde speziell für die sachgerechte Unterbringung von Defibrillatoren im Außenbereich entwickelt.

**Automatische Klimatisierung:** Ein großer Ventilator entlüftet den Schrank, automatisch gesteuert über das Hygrostat. Die eingebaute Heizung hält auch bei bis zu  $-15^{\circ}\text{C}$  die Temperatur im Innenbereich über  $0^{\circ}\text{C}$ , gesteuert über das eingebaute Thermostat.

**Integrierte Fernüberwachung:** Permanente Überwachung der Temperatur, Luftfeuchte, Fehlermeldung sowie Entnahme. Meldung per Email und / oder SMS.

Zusätzlich enthält der Schrank eine LED Nachtbeleuchtung, sowie eine Alarmvorrichtung, die beim Öffnen der Tür auslöst.

### Eigenschaften:

- Öffnung mit Schlüssel oder unverriegelt
- Staubdicht und Spritzwassergeschützt
- Automatische Klimatisierung
- Fernüberwachung (Handyempfang nötig)
- Farbe: grün / weiß

### Technische Daten:

- Korpus Material Aluminium 3mm pulverbeschichtet
  - Abdeckung aus 8mm Acrylglas
  - Vandalismus sicher
  - Einsatzbereich  $-15^{\circ}\text{C}$  bis  $50^{\circ}\text{C}$
  - inkl. Thermostat und Heizung
  - inkl. Hygrostat und Belüftung
  - inkl. LED Nachtbeleuchtung
  - inkl. akustischer Alarm bei Öffnung
  - inkl. Satz Schlüssel
  - inkl. Bedienungs- und Montageanleitung
  - CE zertifiziert
- Abmessung [HxBxT]: 500x400x320mm

Bestellnr. MKA-3020  
EUR 995,- zzgl. MwSt. plus EUR 5,- zzgl.  
MwSt. / Monat für Fernüberwachung